

BIO+MEDICAL®
ARBO

Biomedical ARBO, somos una empresa dedicada a la importación y venta de equipos, implementos e instrumentos médicos, biomédicos; implantes e instrumentos ortopédicos.

En Biomedical ARBO estamos explorando continuamente con los mejores fabricantes del mundo para ofrecerle a nuestros clientes productos de alta calidad. Por esta razón, todos nuestros productos, dispositivos médicos y equipos biomédicos cuentan con altos estándares de calidad internacional y el cumplimiento de seguridad, eficacia y desempeño acorde a la normatividad sanitaria vigente.

Nuestro objetivo es brindarle la mejor atención y servicio.

PRODUCTOS EN ACERO QUIRÚRGICO Y TITANIO

- Artroplastia (Reemplazos totales de rodilla, cadera y hombro cementadas y no cementadas)
- Hemiarthroplastia (Cadera modular bipolar, cadera bipolar, PAM, prótesis de Thompson cementadas y no cementadas)
- Implantes para artroscopia
- Implantes para columna (Cervical, toracolumbar y lumbosacral, cajetines cervicales en titanio y PEEK)
- Tornillos esponjosos canulados
- Fijadores Externos
- Alambres y pines
- Implantes orales y maxilofaciales
- Placas y tornillos óseos (Sistema bloqueados y no bloqueados)
- Clavos intramedulares multi bloqueo, tornillos y accesorios
- Instrumentales generales

PLACA DE CLAVÍCULA BLOQUEADA (IZQ. & DER.)

CLAVICLICULA	
Cat No. SS :- S23.CLPLSS/ S23.CLPRSS	Cat No. TIT :- S23.CLPLTT/ S23.CLPRTT
Adecuado para	Fracturas de Clavícula
Tornillos	4.0mm Tornillo de bloque de cortical
Agujeros	2 a 20 Agujeros



PLACA BLOQUEADA DE GANCHO CLAVICULAR (IZQ. & DER.)

CLAVICULA	
Cat No. SS :- S23.CHPLSS/ S23.CHLPRSS	Cat No. TIT :- S23.CHPLTT/ S23.CHLPRTT
Adecuado para	Fracturas laterales de clavícula con dislocación de manguito
Tornillos	4.0mm & 3.0 bloqueo cortical, 3.5mm Tornillo Cortical, 3mm de Bloqueo cortical (TIT)
Agujeros	2 a 20 agujeros



PLACA BLOQUEADA CLAVICULAR SUPERIOR ANTERIOR DISTAL (IZQ. & DER.)

CLAVICLE	
Cat No. SS :- S23.CSADLPLSS/ S23.CSADLPRSS	Cat No. TIT :- S23.CSADLPLTT/ S23.CSADLPRTT
Adecuado para	No Union, Mal Union, Osteotomía o Fractura Clavicular
Tornillos	4.0mm & 3.0 Tornillo de Bloqueo Cortical 3.5mm Tornillo Cortical
Agujeros	2 a 20 Agujeros



PLACA BLOQUEADA DE CLAVICULA SUPERIOR ANTERIOR MEDIAL LATERAL (IZQ. & DER.)

CLAVICLE	
Cat No. SS :- S23.CSAMLPLSS/ S23.CSAMLPRSS	Cat No. TIT :- S23.CSAMLPLTT/ S23.CSAMLPRTT
Adecuado para	No Union, Mal Union, Osteotomía o Fractura Clavicular
Tornillos	4.0mm & 3.0mm Tornillo Cortical bloqueado, 3.5mm Tornillo Cortical
Agujeros	2 a 20 Agujeros



PLACA BLOQUEADA CLAVICULAR ANATOMICA (IQZ. & DER.)

CLAVICLE	
Cat No. SS :- S23.CALPNLSS/ S23.CALPNRSS	Cat No. TIT :- S23.CALPNLTT/ S23.CALPNRTT
Adecuado para	Esta diseñada para fracturas de la mitad de la diafisis
	Fractura aguda de clavícula
Tornillos	3.5mm Tornillo Cortical
Agujeros	3 a 12 Agujeros



PLACA BLOQUEADA BAJO PERFIL DE HÚMERO PROXIMAL (LPPHP)

HÚMERO	
Cat No. SS :- S23.LPPHPLSS	Cat No. TIT :- S23.LPPHPLTT
Adecuado para	Fracturas, luxaciones, osteotomías y falta de unión del húmero proximal
Tornillos	4.0mm Tornillos de esponjosa, 4.0mm Tornillo Cortical bloqueado, 3.5mm Tornillo Cortical
Agujeros	2 a 20 Agujeros



PLACA BLOQUEADA DE HUMERO PROXIMAL

HUMERUS	
Cat No. SS :- S23.PHLPSS	Cat No. TIT :- S23.PHLPTT
Adecuado para	Fractura de humero proximal
Tornillos	6.5mm de esponjosa, 5.0mm tornillo cortical bloqueado, 4.5mm cortical
Agujeros	2 a 20 Agujeros

PLACA DE BLOQUEO MÚLTIPLE PARA HÚMERO PROXIMAL

HUMERO	
Cat No. SS :- S23.PHMLPSS	Cat No. TIT :- S23.PHMLPTT
Adecuado para	Fracturas de hueso osteoporótico (húmero proximal)
Tornillos	Tornillo de esponjosa de 4,0 mm, tornillo cortical de 4,0 mm. 3.5mm Tornillo Cortical
Agujeros	2 a 20 Agujeros

PLACA BLOQUEADA EN FORMA DE TRÉBOL

HUMERO	
Cat No. SS :- S23.CLPS	Cat No. TIT :- S23.CLPTT
Adecuado para	Fracturas de tibia distal y de húmero proximal
Tornillos	Tornillo de esponjosa de 4,0 mm, tornillo cortical de 4,5 mm
Agujeros	2 a 20 Agujeros

PLACA ANATÓMICA DE BLOQUEO PROXIMAL DEL HÚMERO (IZQ. & DER.)

HUMERUS	
Cat No. SS :- S23.APHLPSS/ S23.APHLPSS	Cat No. TIT :- S23.APHLPTT/S23.APHLPRTT
Adecuado para	Fracturas de humero proximal
Tornillos	Tornillo de esponjosa de 4,0 mm, tornillo cortical bloqueado de 4,0 mm 3.5mm Tornillo Cortical
Agujeros	2 a 20 Agujeros

PLACA BLOQUEADA DE COMPRESIÓN DINÁMICA (DCP) ESTRECHA

HUMERO	
Cat No. SS :- S23.DCPLPSS	Cat No. TIT :- S23.DCPLPTT
Adecuado para	Fractura de eje de húmero y tibia
Tornillos	Tornillo de bloqueo cortical de 5,0 mm, tornillo cortical de 4,5 mm
Agujeros	2 a 20 Agujeros

PLACA BLOQUEADA DISTAL MEDIAL DEL HÚMERO (IZQ. Y DER.)

HUMERO	
Cat No. SS :- S23.DMHLPS/DMHLPTT	Cat No. TIT :- S23.DMHLPTT / S23.DMHLPTT
Adecuado para	Fractura yuxtaarticular del húmero distal
Tornillos	Tornillo de cortical de 4,0 mm, tornillo de cortical de 3,0 mm. 3.5mm Tornillo Cortical
Agujeros	2 a 20 Agujeros

PLACA DE BLOQUEO LATERAL DISTAL POSTERIOR DEL HÚMERO (IZQ. Y DER.)

HUMERO	
Cat No. SS :- S23.LPDHLPSS/ S23.LPDHLPRSS	Cat No. TIT :- S23.LPDHLPLTT/S23.LPDHLPRTT
Adecuado para	Fracturas intraarticulares, supracondilares, no unión , Osteotomías Del Húmero Distal
Tornillos	Tornillo de bloqueo cortical de 3,0 mm y 4,0 mm, tornillo cortical 3,5 mm
Agujeros	2 a 20 Agujeros



PLACA BLOQUEADA RECONSTRUCCIÓN 3.5MM (DC & AGUJERO DINAMICO)

HUMERO	
Cat No. SS :- S23.RLPDCHSS	Cat No. TIT :- S23.RLPDCHTT
Adecuado para	Fractura Distal del Húmero, Fractura de Clavícula
Tornillos	Tornillo de bloqueo cortical de 4,0 mm, tornillo cortical de 3,5 mm, 3.5mm Tornillo cortical
Agujeros	2 Hole To 20 Hole



RECONSTRUCCIÓN PLACA BLOQUEADA 4.5MM (DC & AGUJERO REDONDO)

HUMERO	
Cat No. SS :- S23.RPLDCHSS	Cat No. TIT :- S23.RPLDCHTT
Adecuado para	Fractura Distal del Húmero, Fractura de Clavícula
Tornillos	Tornillo de esponjosa de 5,0 mm, tornillo cortical bloqueado de 5,0 mm 4.5mm Tornillo Cortical
Agujeros	2 a 18 Agujeros



PLACA ANATÓMICA DISTAL DE HÚMERO BLOQUEADA (IZQ. Y DER.)

HUMERO	
Cat No. SS :- S23.ADHLPSS/ S23.ADHLPSS	Cat No. TIT :- S23.ADHLPIT/ S23.ADHLPRTT
Adecuado para	Fractura Yuxtaarticular Del Distal Del Húmero (Osteoporosis Ósea)
Tornillos	Tornillo de cortical de 4,0 mm, tornillo de cortical de 3,0 mm, 3.5mm Tornillo cortical
Agujeros	2 a 20 Agujeros



PLACA DE BLOQUEO Y DE 3,5 MM

HUMERO	
Cat No. SS :- S23.YLPSS	Cat No. TIT :- S23.YLPTT
Adecuado para	Fracturas de humero distal -
Tornillos	4.0mm Cancellous Screw, 3.5mm Cortical Screw
Agujeros	2 a 12 Agujeros



PLACA BLOQUEADA EXTRAARTICULAR HÚMERO DISTAL (IZQ. Y DER.)

HUMERO	
Cat No. SS :- S23.EADHLPSS/ S23.EADHLPSS	Cat No. TIT :- S23.EADHLPIT/ S23.EADHLPRTT
Adecuado para	Utilizado en Fractura del húmero distal no unida , malunión de húmero distal
Tornillos	Tornillo de esponjosa de 4,0 mm, tornillo cortical bloqueado de 4,0 mm, 3.5mm Tornillo cortical
Agujeros	2 a 12 Agujeros



PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA DEL OLÉCRANON

OLECRANON	
Cat No. SS :- S23.OALPLSS / S23.OALPRSS	Cat No. SS :- S23.OALPLTT / S23.OALPRTT
Adecuado para	Olecranon And Proximal Ulnar Fracture
Tornillos	Tornillo de bloqueo de cortical de 3,5 mm
Agujeros	3 a 12 Agujeros

PLACA BLOQUEADA DEL OLÉCRANON

OLECRANON	
Cat No. SS :- S23.OLPLSS / S23.OLPRSS	Cat No. TIT :- S23.OLPLTT / S23.OLPRTT
Adecuado para	Fractura compleja y simple del olécranon
Tornillos	Tornillo de esponjosa de 4,0 mm, tornillo cortical bloqueado de 4,0 mm, 3.5mm tornillo cortical
Agujeros	2 a 20 Agujeros

1/3 PLACA TUBULAR BLOQUEADA

RADIO / CUBITO	
Cat No. SS :- S23.1/3TLPSS	Cat No. TIT :- S23.1/3TLPTT
Adecuado para	Radio / Cúbito, peroné, hueso metacarpiano y metatarsiano
Tornillos	Tornillo de bloqueo cortical de 4,0 mm, tornillo cortical de 3,5 mm
Agujeros	2 a 20 Agujeros

PLACA SEMI TUBULAR BLOQUEADA

RADIO/ CUBITO	
Cat No. SS :-S23.STLPSS	Cat No. TIT :- S23.STLPTT
Adecuado para	Fractura de Radio / Cúbito
Tornillos	Tornillo bloqueo cortical de 3,0 mm, tornillo bloqueo cortical - de 2,7 mm
Agujeros	2 a 20 Agujeros

PLACA BLOQUEADA RADIO DISTAL

RADIO / CUBITO	
Cat No. SS :- S23.DRLPSS	Cat No. TIT :- S23.DRLPTT
Adecuado para	Fracturas de radio distal
Tornillos	Tornillo de cortical de 4.0mm (Para S.S), Tornillo de cortical de 3.5mm Tornillo de bloqueo de cortical de 3,0 mm (Para TIT)
Agujeros	2 a 20 Agujeros

PLACA DE BLOQUEO EN T OBLICUA (IZQUIERDA Y DERECHA)

RADIO / CUBITO	
Cat No. SS :-S23.TOLPLSS / S23.TOLPRSS	Cat No. TIT :- S23.TOLPLTT / S23.TOLPRTT
Adecuado para	Fracturas de radio distal
Tornillos	Tornillo de cortical de 4.0mm (Para S.S), Tornillo de cortical de 3.5mm Tornillo de bloqueo de cortical de 3,0 mm (Para TIT)
Agujeros	2 a 20 Agujeros

PLACA BLOQUEADA CABEZA Y CUELLO RADIAL

RADIO / CUBITO	
Cat No. SS :- S23.RHNPSS	Cat No. TIT :-S23.RHNPST
Adecuado para	Placa de cabeza radial para fractura de cuello tipo Mason
Tornillos	Tornillo bloqueo cortical de 2,4 mm y 2,7 mm, tornillo cortical de 2,7 mm
Agujeros	2 a 6 Agujeros

PLACA BLOQUEADA DE COMPRESIÓN DINÁMICA (DCP) PEQUEÑA

RADIO / CUBITO	
Cat No. SS :- S23.DCPLPSS	Cat No. TIT :- S23.DCPLPST
Adecuado para	Shaft Fracture Of Radius / Ulna
Tornillos	4.0mm Cancellous Screw, 4.0mm Cortex Locked Screw 3.5mm Cortical Screw
Agujeros	2 Hole To 20 Hole

PLACA BLOQUEADA DE CÚBITO DISTAL

RADIO / CUBITO	
Cat No. SS :- S23.DULPSS	Cat No. TIT :- S23.DULPTT
Adecuado para	Fractura, no unión y osteotomía de huesos pequeños, incluidos Cúbito, radio, tibia, peroné.
Tornillos	Tornillo de esponjosa de 4,0 mm, tornillo de cortical de 3,5 mm 3.5mm Tornillo Cortical
Agujeros	2 a 6 Agujeros

PLACA BLOQUEADA REDONDA

RADIO / CUBITO	
Cat No. SS :- S23.RLPSS	Cat No. TIT :- S23.RLPTT
Adecuado para	Sistema de fusión intercarpiana, Fracturas de los huesos carpianos
Tornillos	Tornillo de bloqueo de cortical de 2,4 mm, Tornillo de bloqueo cortical de 2,7 mm
Agujeros	Standard

PLACA ANATÓMICA PARA RADIO DISTAL (IZQUIERDA Y DERECHA)

RADIO / CUBITO	
Cat No. SS :-S23.DRALPSS/S23.DRALPRSS	Cat No. TIT :-S23.DRALPTT/S23.DRALPRTT
Adecuado para	Placas Dorsales y Volares Para Fracturas y Osteotomías Del Radio Distal
Tornillos	Tornillo de bloqueo cortical de 2,4 mm, tornillo cortical de 2,7 mm
Agujeros	De 2 a 6 orificios

PLACA DORSAL DISTAL DEL RADIO T- BLOQUEADA

DORSAL / VOLAR	
Cat No. SS :-S23.DDRTLPS	Cat No. TIT :-S23.DDRTLPTT
Adecuado para	Fractura dorsal del Radio
Tornillos	Tornillo de bloqueo de cortical de 2,4 mm Tornillo cortical de 2,7 mm
Agujeros	De 3 x 4 agujeros a 3 x 18 agujeros

PLACA BLOQUEADA RADIO DISTAL DE ÁNGULO VARIABLE

RADIO / CUBITO	
Cat No. SS :- S23.CDRLVASS	Cat No. TIT :- S23.CDRLVATT
Adecuado para	Reducción de fracturas al aplicar la placa para radio distal
	-
Tornillos	Tornillo de bloqueo cortical de 2,4 mm, tornillo cortical de 2,7 mm
Agujeros	2 a 12 Agujeros



RADIO DISTAL DORSAL T- PLACA OBLICUA BLOQUEADA

RADIO / CUBITO	
Cat No. SS :- S23.DDRTPSS	Cat No. TIT :- S23.DDRTPTT
Adecuado para	Placas Dorsales y Volares Para Fracturas y Osteotomías Del Radio Distal

Tornillos	Tornillo de bloqueo cortical de 2,4 mm, tornillo cortical de 2,7 mm
Agujeros	2.4mm- 3 x 04 Agujero A 2.4mm -3 x 18 Agujero



PLACA ARTICULAR DE ÁNGULO VARIABLE PARA RADIO DISTAL

RADIO / CUBITO	
Cat No. SS :- -	Cat No. TIT :- -
Adecuado para	Las placas dorsales y volares son para fracturas y osteotomías Del Radio Distal
Tornillos	Tornillo de bloqueo de cortical de 2,7 mm y 2,4 mm
	Tornillo cortical de 2,7 mm
Agujeros	2 a 12 Agujeros



PLACA BLOQUEADA RADIO PROXIMAL

RADIO / CUBITO	
Cat No. SS :- S23.PRLPSS / S23.PRLPRSS	Cat No. TIT :- S23.PRLPTT / S23.PRLPRTT
Adecuado para	Varios Patrones De Fractura Del Radio Proximal, Las Placas Están - Precontorneadas Para Un Ajuste Anatómico
Tornillos	Tornillo de bloqueo de cortical de 2,7 mm y 2,4 mm
	Tornillo cortical de 2,7 mm
Agujeros	2 a 4 Agujeros



PLACA DE ÁNGULO VARIABLE DE 2,4 MM

RADIO / CUBITO	
Cat No. SS :- S23.VAPSS	Cat No. TIT :- S23.VAPTT
Adecuado para	Indicado para la fijación de fracturas complejas intra y extraarticulares y osteotomías del radio distal y otros huesos pequeños
Tornillos	Tornillo de bloqueo de cortical de 2,4 mm
	Tornillo cortical de 2,7 mm
Agujeros	3 a 6 Agujeros



PLACA BLOQUEADA DE PILÓN RADIAL

RADIO / CUBITO	
Cat No. SS :- S23.RHRLPSS	Cat No. TIT :- S23.RHRLPTT
Adecuado para	Placa de cabeza de radio para fractura de cuello tipo Mason
Tornillos	Tornillo de bloqueo de cortical de 2,4 mm y 2,7 mm,
	Tornillo cortical de 2,4 mm
Agujeros	2 a 6 Agujeros



PLACA VOLAR EXTRA ARTICULAR STANDARD BLOQUEADA (IZQUIERDA Y DERECHA)

DORSAL / VOLAR	
Cat No. SS :- S23.VEASLPSS / S23.VEASLPSS	Cat No. TIT :- S23.LPDHLPLTT/S23.LPDHLPRTT
Adecuado para	Fracturas de Radio Volar
	-
Tornillos	Tornillo de bloqueo cortical de 2,4 mm, tornillo cortical de 2,7 mm
Agujeros	De 5 x 4 agujeros a 5 x 8 agujeros



PLACA BLOQUEADA RECTA DISTAL DORSAL DEL RADIO

DORSAL / VOLAR	
Cat No. SS :- S23.DDRSLPSS	Cat No. TIT :- S23.DDRSLPTT
Adecuado para	Fracturas de Radio Dorsal
	-
Tornillos	Tornillo de bloqueo cortical de 2,4 mm, tornillo cortical de 2,7 mm
Agujeros	Standard



PLACA DORSAL DISTAL DEL RADIO EN ÁNGULO RECTO EN L

DORSAL / VOLAR	
Cat No. SS :- S23.DDRRALLPSS / S23.DDRRALLPRSS	Cat No. TIT :- S23.DDRRALLPLTT / S23.DDRRALLPRTT
Adecuado para	Fracturas de Radio Dorsal
	-
Tornillos	Tornillo de bloqueo de cortical de 2,4 mm, Tornillo cortical de 2,7 mm
Agujeros	2 x 4 Agujeros



RADIO DISTAL DORSAL PLACA OBLICUA BLOQUEADA EN L

DORSAL / VOLAR	
Cat No. SS :- S23.DDROLLPSS / S23.DDROLLPRSS	Cat No. TIT :- S23.DDROLLPLTT / S23.DDROLLPRTT
Adecuado para	Fracturas de Radio Dorsal
	-
Tornillos	Tornillo de bloqueo de cortical de 2,4 mm, Tornillo cortical de 2,7 mm
Agujeros	3 x 4 Agujeros



RADIO DISTAL DORSAL PLACA BLOQUEADA EN L (IZQUIERDA Y DERECHA)

DORSAL / VOLAR	
Cat No. SS :- S23.DDRTLPLSS / S23.DDRTLPRSS	Cat No. TIT :- S23.DDRTLPLTT / S23.DDRTLPRTT
Adecuado para	Fractura de Radio Dorsal
Tornillos	Tornillo de bloqueo cortical de 2,4 mm, tornillo cortical de 2,7 mm
	-
Agujeros	2 x 2 Agujero & 2 x 20 Agujero



PLACA BLOQUEADA RECTA DORSAL DISTAL DEL RADIO

DORSAL / VOLAR	
Cat No. SS :- S23.DDRSLPSS	Cat No. TIT :- S23.DDRSLPTT
Adecuado para	Fractura de Radio Dorsal
Tornillos	Tornillo de bloqueo cortical de 2,4 mm, tornillo cortical de 2,7 mm
	-
Agujeros	Standard



PLACA BLOQUEADA DE FUSIÓN ANATÓMICA DE MUÑECA

MUÑECA	
Cat No. SS :- S23.WAFLPSS	Cat No. TIT :- S23.WAFLPTT
Adecuado para	El Sistema de Fusión de Muñeca Está Indicado Para Artrodesis De Muñeca Y Fractura de otros huesos pequeños del carpo
Tornillos	3,5 mm , 2,7 mm Tornillo de bloqueo de cortical, Tornillo cortical de 2,7 mm, 3,5 mm
Agujeros	Standard

PLACA BLOQUEADA MUÑECA FUSIÓN RECTA

MUÑECA	
Cat No. SS :- S23.WSFLPSS	Cat No. TIT :- S23.WSFLPTT
Adecuado para	El Sistema de Fusión de Muñeca Está Indicado Para Artrodesis De Muñeca Y Fractura de otros huesos pequeños del carpo
Tornillos	3,5 mm , 2,7 mm Tornillo de bloqueo de cortical, Tornillo cortical de 2,7 mm, 3,5 mm
Agujeros	Standard

PLACA BLOQUEADA DE FUSIÓN CURVA DE MUÑECA

MUÑECA	
Cat No. SS :- S23.WCFLPSS	Cat No. TIT :- S23.WCFLPTT
Adecuado para	El Sistema de Fusión de Muñeca Está Indicado Para Artrodesis De Muñeca Y Fractura de otros huesos pequeños del carpo
Tornillos	3,5 mm , 2,7 mm Tornillo de bloqueo de cortical, Tornillo cortical de 2,7 mm, 3,5 mm
Agujeros	Standard

PLACA BLOQUEADA PARA FLEXIBLE PARA PELVIS

PELVIS	
Cat No. SS :- S23.PFLPSS	Cat No. TIT :- S23.PFLPTT
Adecuado para	Anillo Pélvico, Aspecto Interno y Externo del Ilum. Posterior pared anterior o fractura de pared
Tornillos	Tornillo bloqueo de esponjosa 4,0 mm, tornillo bloqueo cortical 4,0 mm
Agujeros	2 A 22 (Dif. 1 Agujero)

PLACA DE BLOQUEO CURVA PARA PELVIS

PELVIS	
Cat No. SS :- S23.PCLPSS	Cat No. TIT :- S23.PCLPTT
Adecuado para	Anillo Pélvico, Aspecto Interno y Externo del Ilum. Posterior pared anterior o fractura de pared
Tornillos	Tornillo bloqueo de esponjosa 4,0 mm, tornillo bloqueo cortical 4,0 mm
Agujeros	2 to 20 (Dif. 1 Agujero)

PLACA RECTA PELVICA BLOQUEADA

PELVIC	
Cat No. SS :- S23.PSTLPSS	Cat No. TIT :- S23.PSTLPTT
Adecuado para	Anillo Pélvico, Aspecto Interno y Externo del Ilum. Posterior pared anterior o fractura de pared
Tornillos	Tornillo bloqueo de esponjosa 4,0 mm, tornillo bloqueo cortical 4,0 mm
Agujeros	2 to 20 (Dif. 1 Agujero)

PLACA BLOQUEADA DE LA SÍNFISIS PÉLVICA

PELVIS	
Cat No. SS :- S23.PSLPSS	Cat No. TIT :- S23.PSLPTT
Adecuado para	Conminación de la superficie del cuadrilátero asociada a Fracturas Acetabulares
Tornillos	Tornillo de bloqueo de cortical de 4,0 mm
Agujeros	4 y 6 Agujeros



PLACA BLOQUEADA FÉMUR PROXIMAL (IZQUIERDA Y DERECHA)

FEMUR	
Cat No. SS :- S23.PFLPLSS / S23.PFLPRSS	Cat No. TIT :- S23.PFLPLTT / S23.PFLPRTT
Adecuado para	Fractura trocantérica del fémur
	6,5 mm de esponjosa, 5,0 mm de cortical
Tornillos	Tornillo cortical de 4,5 mm
Agujeros	2 a 20 Agujeros



PLACA BLOQUEADA TROCANTERICA FÉMUR (IZQUIERDA Y DERECHA)

FEMUR	
Cat No. SS :- -	Cat No. TIT :- -
Adecuado para	Fractura Trocantérica Asociada A Fractura Del Trocánter Mayor

Tornillos	Tornillo de cortical bloqueado de 5,0 mm, tornillo de esponjosa 6,5 mm, Tornillo cortical de 4,5 mm
Agujeros	4 a 15 Agujeros



PLACA DE DHS (125, 130, 135, 140) (CAÑÓN LARGO O CAÑÓN CORTO)

FEMUR	
Cat No. SS :- -	Cat No. TIT :- -
Adecuado para	Fractura Dorsal del Femur
Angulación	125°, 130°, 135°, 140°
Tornillos	Tornillo de bloqueo de cortical de 5,0 mm, perno de 12,5 mm, Tornillo cortical de 4,5 mm
Agujeros	3 a 6 Agujeros



PLACA BLOQUEADA DE SOPORTE TROCANTERICO

FEMUR	
Cat No. SS :- S23.TSLPSS	Cat No. TIT :- S23.TSLPTT
Adecuado para	Fractura Trocantérica, Asociada a la Fractura del Trocánter Mayor

Tornillos	Tornillo esponjosa de 6,5 mm Perno de 12,5 mm Tornillo cortical 4,5 mm
Agujeros	2 a 20 Agujeros



PLACA BLOQUEADA DE COMPRESIÓN DINÁMICA (DCP) ANCHA

FEMUR	
Cat No. SS :- S23.DCPLPBSS	Cat No. TIT :- S23.DCPLPBT
Adecuado para	Fractura de fémur y tibia
Tornillos	Tornillo de bloqueo cortical de 5,0 mm, tornillo cortical de 4,5 mm
	-
Agujeros	2 a 20 Agujeros



PLACA BLOQUEADA FÉMUR DISTAL (IZQUIERDA Y DERECHA)

FEMUR	
Cat No. SS :- \$23.DFLPLSS / \$23.DFLPRSS	Cat No. TIT :- \$23.DFLPLTT / \$23.DFLPRTT
Adecuado para	Fractura de la diáfisis del fémur
Tornillos	Tornillo de esponjosa de 5,0mm y 6,5mm, Tornillo de bloqueo cortical de 5,0 mm, tornillo cortical de 4,5 mm
Agujeros	2 a 20 Agujeros

PLACA BLOQUEADA CONTRAFUERTE CONDILAR FEMORAL (IZQ. & DER.)

FEMUR	
Cat No. SS :- \$23.FCBLPLSS / \$23.FCBLPRSS	Cat No. TIT :- \$23.FCBLPLTT / \$23.FCBLPRTT
Adecuado para	Fractura supracondilar, Fractura intraarticular de Spitt Fractura condilar distal , Fractura extraarticular
Tornillos	Tornillo de esponjosa de 6,5 mm, tornillo de cortical de 5,0 mm Tornillo cortical de 4,5 mm
Agujeros	2 a 20 Agujeros

PLACA BLOQUEADA DE OSTOTOMÍA DISTAL DE FÉMUR

FEMUR	
Cat No. SS :- -	Cat No. TIT :- -
Adecuado para	Fijación de osteotomías cerradas en cuña próximas a la rodilla
Tornillos	Tornillo de bloqueo de cortical de 5,0 mm Tornillo cortical de 4,5 mm
Agujeros	4 a 8 Agujeros

PLACA BLOQUEADA ESTÁNDAR FÉMUR DISTAL

FEMUR	
Cat No. SS :- \$23.DFSLPLSS / \$23.DFSLPRSS	Cat No. TIT :- \$23.DFSLPLTT / \$23.DFSLPRTT
Adecuado para	Fractura de la diáfisis del fémur
Tornillos	Tornillo bloqueado de esponjosa 5,0 mm, 6,5 mm, tornillo bloqueo de - cortical 5,0 mm Tornillo cortical 4,5 mm, tornillo esponjosa de 6,5 mm
Agujeros	3 a 17 Agujeros

D.C.S. PLACA BLOQUEADA 95°

FEMUR	
Cat No. SS :- \$23.DCSLPSS	Cat No. TIT :- \$23.DCSLPIT
Adecuado para	Fractura supracondilar Fractura del fémur distal
Tornillos	Tornillo de esponjosa de 6,5 mm, perno de bloqueo de 12,5 mm 4.5mm Tornillo Cortical
Agujeros	2 a 20 Agujeros

PLACA DE BLOQUEO DEL CONTRAFUERTE LATERAL DE LA CABEZA DE LA TIBIA (IZQUIERDA Y DERECHA)

TIBIA	
Cat No. SS :- \$23.LTHBLPLSS / \$23.LTHBLPRSS	Cat No. TIT :- \$23.LTHBLPLTT / \$23.LTHBLPRTT
Adecuado para	Fracturas de tibia lateral proximal
Tornillos	Tornillo de esponjosa de 6,5 mm, tornillo cortical de 4,5 mm Tornillo de bloqueo de cortical de 5,0 mm
Agujeros	2 a 20 Agujeros

PLACA DE BLOQUEO DE PERFIL BAJO PARA TIBIA LATERAL PROXIMAL (IZQ. Y DER.)

TIBIA	
Cat No. SS :- S23.LPPLTLPLSS / S23.LPPLTLPRSS	Cat No. TIT :- S23.LPPLTLPLTT / S23.LPPLTLPRTT
Adecuado para	Fracturas de tibia lateral proximal
Tornillos	Tornillo de esponjosa de 4,0 mm, Tornillo cortical de 3,5 mm, tornillo de bloqueo cortical de 4,0 mm
Agujeros	2 a 20 Agujeros




PLACA EN T BLOQUEADA

TIBIA	
Cat No. SS :- S23.TLPSS	Cat No. TIT :- S23.TLPTT
Adecuado para	Fractura de tibia proximal
Tornillos	Tornillo de esponjosa de 5,0 mm, tornillo de cortical de 5,0 mm Tornillo cortical de 4,5 mm
Agujeros	2 a 20 Agujeros



PLACA EN T DE BLOQUEO DE CONTRAFUERTE

TIBIA	
Cat No. SS :- S23.TBLPSS	Cat No. TIT :- S23.TBLPTT
Adecuado para	Fractura de tibia proximal
Tornillos	Tornillo de esponjosa de 5,0 mm, tornillo de cortical de 5,0 mm Tornillo cortical de 4,5 mm
Agujeros	2 a 20 Agujeros



PLACA EN L DE BLOQUEO DEL CONTRAFUERTE (IZQUIERDA Y DERECHA)

TIBIA	
Cat No. SS :- S23.RLPDCHSS	Cat No. TIT :- S23.RLPDCHTT
Adecuado para	Fractura de tibia proximal
Tornillos	Tornillo de esponjosa de 5,0 mm, tornillo de cortical de 5,0 mm Tornillo cortical de 4,5 mm
Agujeros	2 a 20 Agujeros



PLACA EN L DE BLOQUEO DEL CONTRAFUERTE(IZQUIERDA Y DERECHA)

TIBIA	
Cat No. SS :- S23.LBLPLSS / S23.LBLPRSS	Cat No. TIT :- S23.LBLPLTT / S23.LBLPRTT
Adecuado para	Fractura de tibia proximal
Tornillos	Tornillo de esponjosa de 5,0 mm, tornillo de cortical de 5,0 mm Tornillo cortical de 4,5 mm
Agujeros	2 a 20 Agujeros



PLACA DE BLOQUEO DEL CONTRAFUERTE DE LA TIBIA MEDIAL PROXIMAL (IZQ. Y DER.)

TIBIA	
Cat No. SS :- -	Cat No. TIT :- -
Adecuado para	Fracturas de tibia proximal / medial
Tornillos	Tornillo esponjosa de 4,0 mm, tornillo de cortical bloqueado de 4,0 mm 3.5mm Tornillo Cortical
Agujeros	2 a 20 Agujeros



DISTAL TIBIA ANATOMICAL LOCKED PLATE (LEFT & RIGHT)

TIBIA	
Cat No. SS :- S23.DTALPLSS / S23.DTALPRSS	Cat No. TIT :- S23.DTALPLTT / S23.DTALPRTT
Adecuado para	Fractura extraarticular , Fractura simple intraarticular de tibia distal Fractura de tibia distal , con extensión a la zona diafisaria
Tornillos	Tornillo de bloqueo de cortical de 5,0 mm y tornillo de bloqueo de esponjosa de 4,0 mm 4.5mm Tornillo de bloqueo cortical
Agujeros	2 a 20 Agujeros

PLACA DE BLOQUEO DISTAL MEDIAL DE TIBIA

TIBIA	
Cat No. SS :- S23.DMTLPSS	Cat No. TIT :- S23.DMTLPTT
Adecuado para	Fractura extraarticular , Fractura simple intraarticular de tibia distal Fractura de tibia distal , con extensión a la zona diafisaria
Tornillos	Tornillo de bloqueo de cortical de 5,0 mm y tornillo de bloqueo de esponjosa de 4,0 mm, Tornillo de bloqueo cortical de 4,5 mm
Agujeros	De 5+2 agujeros a 5+20 agujeros

PLACA BLOQUEADA ANTERO LATERAL DISTAL DE TIBIA

TIBIA	
Cat No. SS :- S23.DTALPLSS / S23.DTALPRSS	Cat No. TIT :- S23.DTALPLTT , S23.DTALPRTT
Adecuado para	Fracturas de Tibia Distal
Tornillos	Tornillo de bloqueo de cortical de 4,0 mm o 3,0 mm, Tornillo cortical de 3,5 mm
Agujeros	2 a 21 Agujeros

PLACA BLOQUEADA DE PILÓN TIBIAL

TIBIA	
Cat No. SS :- S23.PLPSS	Cat No. TIT :-S23.PLPTT
Adecuado para	Fracturas de tibia distal
Tornillos	Tornillo de cortical de 4,0 mm, tornillo de cortical de 3,0 mm Tornillo cortical de 3,5 mm
Agujeros	3 a 17 Agujeros

PLACA DE BLOQUEO MÚLTIPLE TIBIA DISTAL MEDIAL (IZQ. Y DER.)

TIBIA	
Cat No. SS :- S23.DMTMLPLSS / S23.DMTMLPRTT	Cat No. TIT :- S23.DMTMLPLTT / S23.DMTMLPRTT
Adecuado para	Fractura intra y extraarticular y osteotomías de tibia distal
Tornillos	3,0 mm y 4,0 mm con cortical bloqueada Tornillo, 3.5mm Tornillo cortica
Agujeros	4 a 21 Agujeros

PLACA DE BLOQUEO POSTERIOR MEDIAL PROXIMAL DE TIBIA

TIBIA	
Cat No. SS :- S23.PMPTLPSS	Cat No. TIT :-S23.PMPTLPTT
Adecuado para	Para fijación interna de fractura postero medial de tibia proximal
Tornillos	Tornillo de cortical de 4,0 mm, tornillo de esponjosa de 4,0 mm Tornillo cortical de 3,5 mm
Agujeros	2 a 13 Agujeros

PLACA BLOQUEADA OSTOTOMÍA TIBIA

TIBIA	
Cat No. SS :- S23.TOLPSS	Cat No. TIT :- S23.TOLPTT
Adecuado para	Fractura de tibia y osteotomías de tibia alta
Tornillos	Tornillo de cortical de 5.0 mm, tornillo de esponjosa de 5.0 mm Tornillo cortical de 4,5 mm
Agujeros	2 a 12 Agujeros



PLACA BLOQUEADA DISTAL DE TIBIA DE BAJO PERFIL

TIBIA	
Cat No. SS :- S23.TDLBPSS	Cat No. TIT :- S23.TDLBPTT
Adecuado para	Fijación de fracturas complejas intra y extraarticulares del distal Tibia y osteotomías de la tibia distal
Tornillos	Tornillo de bloqueo de cortical de 3,5 mm Tornillo cortical de 3,5 mm
Agujeros	3 a 12 Agujeros



PLACA BLOQUEADA OSTEOTOMÍA DE TIBIA PROXIMAL

TIBIA	
Cat No. SS :- S23.PTOLPSS	Cat No. TIT :- S23.PTOLPTT
Adecuado para	Para el tratamiento de la fractura proximal de tibia -
Tornillos	Tornillo de bloqueo de cortical de 5,0 mm Tornillo cortical de 4,5 mm
Agujeros	4 a 8 Agujeros




PLACA DE BLOQUEO DISTAL LATERAL DEL PERONÉ (IZQ. Y DER.)

FIBULA	
Cat No. SS :- S23.FDLPLSS / S23.FDLPRSS	Cat No. TIT :- S23.FDLPLTT / S23.FDLPRTT
Adecuado para	Fracturas de peroné distal
Tornillos	Tornillo de cortical de 4,0 mm, tornillo de cortical de 3,0 mm Tornillo cortical de 3,5 mm
Agujeros	2 a 20 Agujeros



PLACA DE BLOQUEO MÚLTIPLE PERONÉ LATERAL DISTAL (IZQ. Y DER.)

FIBULA BONE	
Cat No. SS :- S23.DLFMLPSS	Cat No. TIT :- S23.DLFMLPTT
Adecuado para	Fracturas de peroné distal
Tornillos	Tornillo de bloqueo de cortical de 3,0 mm Tornillo de bloqueo cortical de 3,5 mm
Agujeros	4 a 12 Agujeros



FIBULA POSTEROLATERAL LOCKED PLATE (LEFT & RIGHT)

FIBULA BONE	
Cat No. SS :- S23.FPLPLSS / S23.FPLPRSS	Cat No. TIT :- S23.FPLPLTT / S23.FPLPRTT
Adecuado para	Fracturas de peroné distal
Tornillos	Tornillo de cortical de 4,0 mm, tornillo de cortical de 3,0 mm Tornillo cortical de 3,5 mm
Agujeros	2 a 20 Agujeros



PLACA BLOQUEADA 3D (PLACA DE PIE)

PIE Y TOBILLO	
Cat No. SS :- S23.3DLPSS	Cat No. TIT :- S23.3DLPTT
Adecuado para	Artrodesis 1ª MP J con o sin comodidad ósea interposicional Fusión lapidaria / Fracturas metatarsianas
Tornillos	Tornillo de bloqueo de cortical de 2,4 mm o 3,0 mm Tornillo cortical de 2,7 mm o 3,5 mm
Agujeros	Standard

PLACA RECTA ANCHA BLOQUEADA (PLACA DE PIE)

PIE Y TOBILLO	
Cat No. SS :- S23.BSLPSS	Cat No. TIT :- S23.BSLPTT
Adecuado para	Artrodesis 1ª MP J con o sin comodidad ósea interposicional Fusión lapidaria / Fracturas metatarsianas
Tornillos	Tornillo de bloqueo de cortical de 2,4 mm o 3,0 mm Tornillo cortical de 2,7 mm o 3,5 mm
Agujeros	Corto, mediano y grande

PLACA BLOQUEADA DEL CALCÁNEO (PLACA DEL PIE)

PIE Y TOBILLO	
Cat No. SS :- S23.CMLPSS	Cat No. TIT :- S23.CMLPTT
Adecuado para	Fracturas del calcáneo
Tornillos	Tornillo de esponjosa de 4,0 mm Tornillo de bloqueo de cortical de 4,0 mm
Agujeros	Standard

CALCÁNEO PLACA BLOQUEADA ESTÁNDAR (PLACA DE PIE)

PIE Y TOBILLO	
Cat No. SS :- S23.CSLPSS	Cat No. TIT :- S23.CSLPTT
Adecuado para	Fracturas del calcáneo
Tornillos	Tornillo de bloqueo de cortical de 4,0 mm Tornillo cortical de 3,5 mm
Agujeros	Standard

PLACA BLOQUEADA CURVADA (PLACA DE PIE)

PIE Y TOBILLO	
Cat No. SS :- S23.CLPS	Cat No. TIT :- S23.CLPTT
Adecuado para	Osteotomía proximal de MT 1-5
Tornillos	Tornillo de cortical de 2,4 mm, tornillo de cortical de 3,0 mm Tornillo cortical de 2,7 mm y 3,5 mm
Agujeros	Standard

H - PLACA BLOQUEADA (PLACA DE PIE)

PIE Y TOBILLO	
Cat No. SS :- S23.H-LPSS	Cat No. TIT :- S23.H-LPTT
Adecuado para	Artrodesis de Lisfranc TN y CC
Tornillos	2,4 mm y 3,0 mm Cortex Locked Tornillo cortical de 2,7 mm y 3,5 mm
Agujeros	Standard

L- PLACA DE BLOQUEO (PLACA DE PIE) (IZQUIERDA Y DERECHA)

PIE Y TOBILLO	
Cat No. SS :- S23.L-LPSS	Cat No. TIT :- S23.L-LPTT
Adecuado para	Fractura metatarsal Fusión lapidaria
Tornillos	Tornillo de bloqueo de cortical de 2,4 mm y 3,0 mm Tornillo cortical de 2,7 mm y 3,5 mm
Agujeros	Standard



PLACA OBLICUA EN T (PLACA DE PIE) (IZQUIERDA Y DERECHA)

PIE Y TOBILLO	
Cat No. SS :- S23.OTPRFPSS	Cat No. TIT :- S23.OTPRFPTT
Adecuado para	Fractura metatarsiana Fusión lapidaria
Tornillos	Tornillo de bloqueo de cortical de 2,4 mm y 3,0 mm Tornillo cortical de 2,7 mm y 3,5 mm
Agujeros	Standard



PLACA RECTANGULAR BLOQUEADA (PLACA DE PIE)

PIE Y TOBILLO	
Cat No. SS :- S23.RLPFPSS	Cat No. TIT :- S23.RLPFPTT
Adecuado para	Para el tratamiento de la fractura proximal de tibia -
Tornillos	Tornillo de bloqueo de cortical de 5,0 mm Tornillo cortical de 2,7 mm y 3,5 mm
Agujeros	Standard



T - PLACA BLOQUEADA (PLACA DE PIE)

PIE Y TOBILLO	
Cat No. SS :- S23.T-LPSS	Cat No. TIT :- S23.T-LPTT
Adecuado para	Fracturas metatarsales Fusión lapidaria
Tornillos	Tornillo de bloqueo de cortical de 2,4 mm o 3,0 mm Tornillo cortical de 2,7 mm o 3,5 mm
Agujeros	Standard



PLACA DE BLOQUEO DEL CALCÁNEO TIPO D (PLACA DEL PIE)

PIE Y TOBILLO	
Cat No. SS :- S23.DTCLPSS	Cat No. TIT :- S23.DTCLPTT
Adecuado para	Fractura intraarticular del calcáneo
Tornillos	Tornillo de bloqueo de esponjosa de 4,0 mm Tornillo de bloqueo de cortical de 4,0 mm
Agujeros	Pequeña, Mediana, Grande



X - PLACA CURVA (PLACA DE PIE)

PIE Y TOBILLO	
Cat No. SS :- S23.XCPFPSS	Cat No. TIT :- S23.XCPFPTT
Agujeros	Pequeña, Mediana, Grande
Tornillos	4.0mm & 3.0mm



PLACA BLOQUEADA CALCÁNEO

PIE & TOBILLO	
Cat No. SS :- S23.CLPS	Cat No. TIT :- S23.CLPTT
Adecuado para	Fracturas del calcáneo
Tornillos	Tornillo de esponjosa de 4,0 mm Tornillo de bloqueo de cortical de 4,0 mm
Agujeros	Pequeña , Mediana, Grande

PLACA DE BLOQUEO DE CALCÁNEO TIPO R

PIE & TONILLO	
Cat No. SS :- S23.RTCLPS	Cat No. TIT :- S23.RTCLPTT
Adecuado para	Fractura intraarticular del calcáneo
Tornillos	Tornillo de esponjosa de 4,0 mm O Tornillo de bloqueo de cortical de 4,0 mm
Agujeros	Pequeña , Mediana, Grande

PLACA DE BLOQUEO DE CALCÁNEO TIPO P

PIE & TOBILLO	
Cat No. SS :- S23.PTCLPS	Cat No. TIT :- S23.PTCLPTT
Adecuado para	Fractura intraarticular del calcáneo
Tornillos	Tornillo de esponjosa de 4,0 mm O Tornillo de bloqueo de cortical de 4,0 mm
Agujeros	Pequeña , Mediana, Grande

PLACA DE BLOQUEO DEL CALCÁNEO (PLACA DEL PIE)

PIE & TOBILLO	
Cat No. SS :- S23.CLPPSS	Cat No. TIT :- S23.CLPPTT
Agujeros	Standard
Tornillos	4.0mm & 3.0mm

PLACA DEL CALCÁNEO (PLACA DEL PIE)

PIE & TOBILLO	
Cat No. SS :- S23.YCLPS	Cat No. TIT :- S23.YCLPTT
Agujeros	Standard
Tornillos	4.0mm & 3.0mm

PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE CLAVICULAR

CLAVICULA	
Cat No. SS :- S23.NCPRSS	Cat No. TIT :- S23.NCPRSS
Adecuado para	Fractura del eje de la clavícula
Tornillos	Tornillo cortical 3.5mm
	-
Agujeros	4 a 10 Agujeros



PLACA GANCHO CLAVÍCULA (IZQ. Y DER.)

CLAVICULA	
Cat No. SS :- S23.CHPLSS / S23.CHPRSS	Cat No. TIT :- S23.CHPLTT / S23.CHPRTT
Adecuado para	Fractura de acromio
Tornillos	Tornillo cortical 3.5mm
	-
Agujeros	2 a 9 Agujeros



PLACA ANATÓMICA PROXIMAL DEL HÚMERO (IZQUIERDA & DERECHA)

HUMERO	
Cat No. SS :- S23.APHPLSS / S23.APHPRSS	Cat No. TIT :- S23.APHPLTT / S23.APHPRTT
Adecuado para	Fracturas de humero proximal
	-
Tornillos	Tornillo de esponjosa de 4.0 mm
	Tornillo cortical 3.5mm
Agujeros	4 a 18 Agujeros



PLACA EN FORMA DE TRÉBOL

HUMERO	
Cat No. SS :- S23.CLPS	Cat No. TIT :- S23.CLPH
Adecuado para	Fractura de húmero proximal y tibia distal
Tornillos	Tornillo de esponjosa 4.0mm
	Tornillo cortical 4.5mm
Agujeros	3 a 14 Agujeros



PLACA CUCHARA

HUMERO	
Cat No. SS :- S23.SPSS	Cat No. TIT :- S23.SPTT
Adecuado para	Fractura de pilón, fractura de tibia distal y fractura de húmero proximal
Tornillos	Tornillo de esponjosa 6.5mm
	Tornillo cortical de 4.5mm O 3.5mm
Agujeros	4 a 7 Agujeros



PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA (DCP) ESTRECHA

HUMERO	
Cat No. SS :- S23.DCPNSS	Cat No. TIT :- S23.DCPNST
Adecuado para	Fractura de húmero y tibia
Tornillos	Tornillo cortical de 4.5mm
Agujeros	2 a 18 Agujeros



PLACA EN Y



HUMERO	
Cat No. SS :- S23.HYPLSS	Cat No. TIT :- S23.HYPLTT
Adecuado para	Fracturas de Húmero Distal
Tornillos	Tornillo de esponjosa de 4.0mm Tornillo cortical de 3.5mm
Agujeros	3 a 12 Agujeros

PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA DE BAJO CONTACTO (LC - DCP) ESTRECHA



HUMERO	
Cat No. SS :- S23.LCDCPNSS	Cat No. TIT :- S23.LCDCPNSS
Adecuado para	Fractura de húmero y tibia
Tornillos	Tornillo cortical de 4.5mm -
Agujeros	4 a 18 Agujeros

PLACA DE RECONSTRUCCIÓN (4.5MM)(AGUJERO DC Y AGUJERO REDONDO)



HUMERO	
Cat No. SS :- S23.RPSDCHSS	Cat No. TIT :- S23.RPSDCHTT
Adecuado para	Fractura de clavícula y distal del húmero
Tornillos	Tornillo de esponjosa de 5.0mm Tornillo de cortical 4.5mm
Agujeros	2 a 26 Agujeros (Diff. 1 Agujero)

PLACA DE RECONSTRUCCIÓN (3.5MM)(DC HOLE & ROUND HOLE)



HUMERO	
Cat No. SS :- S23.RPSDCHSS	Cat No. TIT :-S23.RPSDCHTT
Adecuado para	Fractura de clavícula y húmero distal, fractura de olécranon
Tornillos	Tornillo cortical de 3.5mm Tornillo cortical 4.0mm
Agujeros	2 a 26 Agujeros (Diff.1 Agujero)

PLACA PROXIMAL DEL HÚMERO (IZQUIERDA Y DERECHA)



HUMERO	
Cat No. SS :- S23.APHPLSS / S23.APHPRSS	Cat No. SS :- S23.APHPLTT / S23.APHPRTT
Adecuado para	Fracturas del Húmero Proximal
Tornillos	Tornillo de esponjosa de 6.0mm Tornillo cortical 4.5mm
Agujeros	5 Agujeros

PLACA DISTAL MEDIAL DEL HÚMERO (IZQUIERDA Y DERECHA)



HUMERO	
Cat No. SS :- S23.DMHPLSS / S23.DMHPRSS	Cat No. SS :- S23.DMHPLTT / S23.DMHPRTT
Adecuado para	Fracturas yuxtaarticulares del húmero distal
Tornillos	Tornillo cortical 3.5mm -
Agujeros	6 a 10 Agujeros


PLACA LATERAL DISTAL POSTERIOR DEL HÚMERO (IZQUIERDA Y DERECHA)

HUMERO	
Cat No. SS :- S23.LPDPLSS / S23.LPDPRSS	Cat No. TIT :- S23.LPDPLTT / S23.LPDPRTT
Adecuado para	Fractura supracondilar del húmero distal
Tornillos	Tornillo cortical 3.5mm
	-
Agujeros	6 a 10 Agujeros



PLACA DISTAL HÚMERO DOBLE COLUMNA MEDIAL (AGUJERO DC)

HUMERO	
Cat No. SS :- S23.DHDCMPDCHLSS / S23.DHDCMPDCHRSS	Cat No. TIT :- S23.DHDCMPDCHLTT / S23.DHDCMPDCHETT
Adecuado para	Fractura distal del húmero
Tornillos	Tornillo cortical de 3.5mm
	Tornillo de esponjosa de 4.0mm
Agujeros	2 a 17 Agujeros



PLACA DISTAL HÚMERO DOBLE COLUMNA MEDIAL (AGUJERO REDONDO)

HUMERO	
Cat No. SS :- S23.DHDCMPRHLLSS / S23.DHDCMPRHRLSS	Cat No. TIT :- S23.DHDCMPRHLLTT / S23.DHDCMPRHRLTT
Adecuado para	Fracturas del Húmero Distal
	-
Tornillos	Tornillo cortical de 3.5mm
	Tornillo de esponjosa de 4.0mm
Agujeros	2 a 17 Agujeros



PLACA HÚMERO Y (IZQUIERDA Y DERECHA)

HUMERO	
Cat No. SS :- -	Cat No. TIT :- -
Adecuado para	Para el tratamiento de fracturas conminutas del húmero distal intraarticulares o extraarticulares
Tornillos	Tornillo de esponjosa de 4.0mm
	Tornillo cortical de 3.5mm
Agujeros	4 a 12 Agujeros



PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA DE BAJO CONTACTO (LC - DCP) PEQUEÑA

RADIO / CUBITO	
Cat No. SS :- S23.LCDCPNSS / S23.LCDCPNSS	Cat No. TIT :- S23.LCDCPNSS / S23.LCDCPNSS
Adecuado para	Fracturas de Radio y cubito
Tornillos	Tornillo cortical de 3.5mm
	-
Agujeros	4 a 14 Agujeros



PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA (DCP) PEQUEÑA

RADIO / CUBITO	
Cat No. SS :- S23.DCPSSS	Cat No. TIT :- S23.DCPSTT
Adecuado para	Fracturas de Radio y cubito
Tornillos	Tornillo cortical de 3.5mm
Agujeros	2 a 20 Agujeros



PLACA TUBULAR 1/3RD

RADIO / CUBITO	
Cat No. SS :- S23.OTPPSS	Cat No. TIT :- S23.OTPTT
Adecuado para	Radio/cúbito, peroné, metacarpiano y metatarsiano
Tornillos	Tornillo cortical de 3.5mm
	-
Agujeros	2 a 16 Agujeros

PLACA EN T PEQUEÑA

RADIO / CUBITO	
Cat No. SS :- S23.ST-PSS	Cat No. TIT :- S23.ST-PTT
Adecuado para	Fractura Distal Del Radio , Ostotomías Y No Unión Del Radio
Tornillos	Tornillo cortical de 3.5mm
	-
Agujeros	3 a 14 Agujeros

PLACA EN T OBLIQUA

RADIO / CUBITO	
Cat No. SS :- S23.OTPLSS	Cat No. TIT :-S23.OTPLTT
Adecuado para	Ostotomías y no unión del radios
Tornillos	Tornillo cortical de 3.5mm
	-
Agujeros	3 a 14 Agujeros

PLACA EN L PEQUEÑA (IZQUIERDA & DERECHA)

RADIO / CUBITO	
Cat No. SS :- S23.ST-PSS	Cat No. TIT :- S23.ST-PTT
Adecuado para	Fracturas de radio distal
Tornillos	Tornillo cortical de 3.5mm
	-
Agujeros	3 a 12 Agujeros

MINI PLACA DCP 2.7MM

RADIO / CUBITO	
Cat No. SS :- S23.DCP2.7MPSS	Cat No. TIT :-S23.DCP2.7MPTT
Adecuado para	El DCP de 2,7 mm se utiliza ampliamente en ortopedia para fijación interna y en muchas otras aplicaciones adecuadas
Tornillos	Tornillo cortical de 2.7mm
Agujeros	4 a 12 Agujeros

PLACA PARA HUESOS PEQUEÑOS

RADIO / CLAVICULA	
Cat No. SS :- S23.SBPSS	Cat No. TIT :- S23.SBPTT
Adecuado para	Fractura de radio y cúbito
Tornillos	Tornillo cortical de 3.5mm
	-
Agujeros	4 a 8 Agujeros

PLACA DE OLECRANON

RADIO / CUBITO	
Cat No. SS :- S23.OPSS	Cat No. TIT :- S23.OPTT
Adecuado para	Fractura de la cabeza del cúbito
Tornillos	Tornillo cortical 3.5mm Tornillo de esponjosa 4.0
Agujeros	5 a 12 Agujeros



PLACA DE CUCHILLA ACODADA (CUALQUIER TAMAÑO) AGUJERO C.C.

FEMUR	
Cat No. SS :- S23.ABP3.5SS	Cat No. TIT :-S23.ABP3.5TT
Adecuado para	Fractura del cuello del fémur y del trocánter
Tornillos	Tornillo cortical de 4,5 mm -
Agujeros	4 a 18 Agujeros



PLACA COBRA

FEMUR	
Cat No. SS :- S23.CPSS	Cat No. TIT :- S23.CPTT
Adecuado para	Artrodesis de la fractura de cadera -
Tornillos	Tornillo cortical 4.5mm Tornillo de esponjosa 6.5mm
Agujeros	2 a 18 Agujeros



PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA (DCP) ANCHA

FEMUR	
Cat No. SS :- S23.DCPBSS	Cat No. TIT :- S23.DCPBIT
Adecuado para	Fractura de fémur y tibia
Tornillos	Tornillo cortical de 4.5mm -
Agujeros	2 a 18 Agujeros



PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA DE BAJO CONTACTO (LC - DCP) PEQUEÑA

FEMUR	
Cat No. SS :-S23.LCDCPSSS	Cat No. TIT :- S23.LCDCPSTT
Adecuado para	Fractura de Radio / Cúbito
Tornillos	Tornillo cortical de 3.5mm -
Agujeros	4 a 14 Agujeros



PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA DE BAJO CONTACTO (LC - DCP) ANCHA

FEMUR	
Cat No. SS :- S23.LCDCPBSS	Cat No. TIT :- S23.LCDCPBIT
Adecuado para	Fractura de fémur y tibia
Tornillos	Tornillo cortical de 4.5mm
Agujeros	4 a 18 Agujeros





PLACA DE REFUERZO CONDILAR FEMORAL (IZQUIERDA Y DERECHA)

FEMUR	
Cat No. SS :- S23.FCBPLSS	Cat No. TIT :- S23.FCBPLTT
Adecuado para	Fractura supracondilar Fractura del fémur distal
Tornillos	Tornillo de esponjosa de 6.5mm Tornillo cortical 4.5mm
Agujeros	4 a 18 Agujeros



DHS PLACA 125° (L/B , D.C/H & R/H)

FEMUR	
Cat No. SS :- S23.SSDHSPBSS	Cat No. TIT :- S23.SSDHSPBTT
Adecuado para	Fractura trocantérica de fémur
Tornillos	Perno de bloqueo de 12.5mm Tornillo cortical de 4.5mm
Agujeros	2 a 20 Agujeros



DHS PLACA 125° (S/B , D.C/H & R/H)

FEMUR	
Cat No. SS :- S23.SSDHSPBSS	Cat No. TIT :- S23.SSDHSPBTT
Adecuado para	Fractura trocantérica de fémur
Tornillos	Perno de bloqueo de 12.5mm Tornillo cortical de 4.5mm
Agujeros	2 a 20 Agujeros



PLACA DHS 130° (L/B , D.C/H & R/H)

FEMUR	
Cat No. SS :- S23.DHSPLBSS	Cat No. TIT :- S23.DHSPLBTT
Adecuado para	Fractura trocantérica de fémur
Tornillos	Perno de bloqueo de 12.5mm Tornillo cortical de 4.5mm
Agujeros	2 a 20 Agujeros



PLACA DHS 130° (S/B , D.C/H & R/H)

FEMUR	
Cat No. SS :-S23.DHSPSBSS	Cat No. TIT :- S23.DHSPSBTT
Adecuado para	Fractura trocantérica de fémur
Tornillos	Perno de bloqueo de 12.5mm Tornillo cortical de 4.5mm
Agujeros	2 a 20 Agujeros



PLACA DHS 135° (L/B , D.C/H & R/H)

FEMUR	
Cat No. SS :- S23.DHSPLBSS	Cat No. TIT :- S23.DHSPLBTT
Adecuado para	Fractura trocantérica de fémur
Tornillos	Perno de bloqueo de 12.5mm Tornillo cortical de 4.5mm
Agujeros	2 a 20 Agujeros

PLACA DHS 135° (S/B, D.C/H & R/H)

FEMUR	
Cat No. SS :- S23.DHSPSBSS	Cat No. TIT :- S23.DHSPSBTT
Adecuado para	Fractura trocantérica de fémur
Tornillos	Perno de bloqueo de 12.5mm Tornillo cortical 4.5mm
Agujeros	2 a 20 Agujeros



PLACA DHS 140° (L/B , D.C/H & R/H)

FEMUR	
Cat No. SS :- S23.DHSPLBSS	Cat No. TIT :- S23.DHSPLBTT
Adecuado para	Fractura trocantérica de fémur
Tornillos	Perno de bloqueo de 12.5mm Tornillo cortical 4.5mm
Agujeros	2 a 20 Agujeros



PLACA DHS 140° (S/B , D.C/H & R/H)

FEMUR	
Cat No. SS :- S23.DHSPSBSS	Cat No. TIT :- S23.DHSPSBTT
Adecuado para	Fractura trocantérica de fémur
Tornillos	Perno de bloqueo de 12.5mm Tornillo cortical 4.5mm
Agujeros	2 a 20 Agujeros



PLACA DHS 145° (L/B , D.C/H & R/H)

FEMUR	
Cat No. SS :- S23.DHSPLBSS	Cat No. TIT :- S23.DHSPLBTT
Adecuado para	Fractura trocantérica de fémur
Tornillos	Perno de bloqueo de 12.5mm Tornillo cortical 4.5mm
Agujeros	2 a 20 Agujeros



PLACA DHS 145° (S/B, D.C/H & R/H)

FEMUR	
Cat No. SS :- S23.DHSPLBSS	Cat No. TIT :- S23.DHSPLBTT
Adecuado para	Fractura trocantérica de fémur
Tornillos	Perno de bloqueo de 12.5mm Tornillo cortical 4.5mm
Agujeros	2 a 20 Agujeros



PLACA ANATOMICA DE DISTAL DE FEMUR (IZQ. & DER.)

FEMUR	
Cat No. SS :- S23.ADFPLSS	Cat No. TIT :-S23.ADFPLTT
Adecuado para	Fractura Distal Femur
Tornillos	Tornillo de esponjosa 6.5mm , Tornillo cortical 4.5mm
Agujeros	4 a 18 Agujeros



PLACA CONDILAR (95°) CON CUCHILLA

FEMUR	
Cat No. SS :- -	Cat No. TIT :- -
Adecuado para	Fractura supracondilar y distal de fémur
Tornillos	Tornillo cortical 4.5mm
	-
Agujeros	4 a 20 Agujeros

PLACA DHS 95° (R/H , D.C/H)

FEMUR	
Cat No. SS :- -	Cat No. TIT :- -
Adecuado para	Fractura supracondilar y distal de fémur
Tornillos	Perno de Bloqueo 12.5mm
	Tornillo Cortical 4.5mm
Agujeros	2 a 20 Agujeros

PLACA DISTAL DE FEMUR (IZQ. & DER.)

FEMUR	
Cat No. SS :- S23.ADFPLSS	Cat No. TIT :- S23.ADFPLSS
Adecuado para	Fractura del Vástago Distal, Fractura Supracondilar, Fractura Intra-articular, Extra - Fractura articular
Tornillos	Tornillo de esponjosa de 6,5 mm, tornillo cortical de 4,5 mm
Agujeros	6 a 14 Agujeros

PLACA HOJA ANGULAR DE 3,5 MM

FEMUR	
Cat No. SS :- S23.ABP3.5SS	Cat No. TIT :- S23.ABP3.5SS
Adecuado para	Fractura petrocanterica, fractura intertrocanterica, fractura trocanterica
Tornillos	Tornillo de esponjosa de 4,0 mm, tornillo cortical de 3,5 mm
Agujeros	4 a 18 Agujeros

PLACA DHS 130° (S/B, D.C/H & R/H)

FEMUR	
Cat No. SS :- S23.DHSPSBSS	Cat No. SS :- S23.DHSPSBSS
Adecuado para	Fractura trocanterica de fémur
	-
Tornillos	Perno de bloqueo 12.5mm , Tornillo Cortical 4.5mm
Agujeros	2 a 20 Agujeros

PLACA DE TROCÁTER

FEMUR	
Cat No. SS :- S23.TPSS	Cat No. SS :- S23.TPSS
Adecuado para	Utilizado para fractura proximal de fémur
Tornillos	Tornillo de esponjosa de 6.5mm
	Tornillo cortical 4.5mm
Agujeros	4 a 10 Agujeros

PLACA DE ESTABILIZACION TROCANTERICA

FEMUR	
Cat No. SS :- -	Cat No. TIT :- -
Adecuado para	Fracturas trocántericas
Tornillos	Tornillo cortical de 4.5mm
	-
Agujeros	Std.



PLACA ANATÓMICA PROXIMAL MEDIAL (IZQUIERDA Y DERECHA)

TIBIA / PERONE	
Cat No. SS :-S23.APMPLSS	Cat No. TIT :- S23.APMPLTT
Adecuado para	Fracturas de Tibia Proximal
Tornillos	Tornillos de esponjosa 6.5mm
	Tornillo cortical de 4.5mm
Agujeros	4 a 18 Agujeros



PLACA DE PERONE LATERAL DISTAL (IZQ. & DER.)

TIBIA / PERONE	
Cat No. SS :-S23.FLDPLSS / S23.FLDPRSS	Cat No. TIT :-S23.FLDPLTT / S23.FLDPRTT
Adecuado para	Fractura de perone distal
	-
Tornillos	Tornillo cortical de 3.5mm
	-
Agujeros	3 a 11 Agujeros



PLACA DE REFUERZO LATERAL DE LA CABEZA DE LA TIBIA (IZQ. Y DER.)

TIBIA / PERONE	
Cat No. SS :- S23.LTHBPLSS / S23.LTHBPRSS	Cat No. TIT :- S23.LTHBPLTT / S23.LTHBPRTT
Adecuado para	Fractura Proximal de Tibia
Tornillos	Tornillo cortical 4.5mm
	Tornillo de esponjosa de 6.5mm
Agujeros	3 a 16 Agujeros



PLACA EN L PARA TIBIA (IZQUIERDA Y DERECHA)

TIBIA / PERONE	
Cat No. SS :- S23.LPLSS	Cat No. TIT :- S23.LPLTT
Adecuado para	Fracturas de tibia proximal
Tornillos	Tornillo de esponjosa de 6.5mm
	Tornillo cortical de 4.5mm
Agujeros	3 a 15 Agujeros



PLACA EN L CON SOPORTE (IZQUIERDA Y DERECHA)

TIBIA / PERONE	
Cat No. SS :- S23.LPLSS	Cat No. TIT :- S23.LPLTT
Adecuado para	Fractura Proximal Tibia
Tornillos	6.5mm tornillo de esponjosa, 4.5mm tornillo cortical
Agujeros	2 a 16 Agujeros



PLACA DE PILÓN TIBIAL

TIBIA / PERONE	
Cat No. SS :- S23.PPSS	Cat No. TIT :- S23.PPTT
Adecuado para	Fractura Distal Tibia
Tornillos	3.5mm Tornillo Cortical
	-
Agujeros	2 a 20 Agujeros

PLACA TIBIAL LATERAL PROXIMAL ANATÓMICO (IZQUIERDO Y DERECHO)

TIBIA / PERONE	
Cat No. SS :- S23.APLTPRSS	Cat No. TIT :- S23.APLTPRTT
Adecuado para	decuado para fractura de tibia proximal
Tornillos	4.0mm Tornillo esponjoso
	3.5mm Tornillo cortical
Agujeros	4 a 16 Agujeros

PLACA EN T TIBIAL (IZQUIERDA Y DERECHA)

TIBIA / PERONE	
Cat No. SS :- S23.TPSS	Cat No. TIT :- S23.TPTT
Adecuado para	Para El Tratamiento De La Fractura Fisaria De La Tibia Proximal En Potros
	-
Tornillos	4.5mm Tornillo cortical
Agujeros	3 a 14 Agujeros

PLACA DE REFUERZO T (IZQUIERDA Y DERECHA)

TIBIA / PERONE	
Cat No. SS :- S23.TBPSS	Cat No. TIT :- S23.TBPTT
Adecuado para	Cabeza humeral utilizada para fractura de tibia y fractura trocantérica

Tornillos	6.5mm Tornillo esponjoso, 4.5mm Tornillo cortical
Agujeros	3 a 16 Agujeros

PLACA ANATÓMICA TIBIA DISTAL (IZQUIERDA Y DERECHA)

TIBIA / PERONE	
Cat No. SS :- S23.DTAPLSS	Cat No. TIT :- S23.DTAPLTT
Adecuado para	Para el Tratamiento de la Fractura y la No Fractura de la Tibia Distal Proximal
Tornillos	6.5mm Tornillo esponjoso, 4.5mm Tornillo cortical
Agujeros	3 a 18 Agujeros

PLACA DE SUPERFICIE ACETABULAR

PELVIS	
Cat No. SS :- S23.ASPSS	Cat No. TIT :- S23.ASPTT
Adecuado para	Conminación de la superficie cuadrangular asociada a la fractura acetabular
Tornillos	3.5mm Tornillo cortical
Agujeros	Pequeña, Mediana & grande

PELVIC SYMPHYSIS PLATE

PELVIC BONE	
Cat No. SS :- S23.PSPSS	Cat No. TIT :- S23.PSPTT
Suitable For	Sacrum Fracture, Subluxation Fracture Posterior Iliac Fracture
Screw	3.5mm Cortical Screw
Hole	4 Hole & 6 Hole



PELVIC FLEX PLATE

PELVIC BONE	
Cat No. SS :- S23.PFPSS	Cat No. TIT :- S23.PFPTT
Suitable For	Pelvic Ring, Internal & External Aspect Of The Ilium . Posterior Wall & Anterior Wall Or Wall Fracture
Screw	4.0mm Cancellous Screw
Hole	2 Hole & 22 Hole (Diff. 1 Hole)



PELVIC CURVED PLATE

PELVIC BONE	
Cat No. SS :- S23.PCPSS	Cat No. TIT :- S23.PCPTT
Suitable For	Pelvic Ring, Internal & External Aspect Of The Ilium . Posterior Wall & Anterior Wall Or Wall Fracture
Screw	4.0mm Cancellous Screw
Hole	2 Hole & 20 Hole (Diff. 1 Hole)



PELVIC STRAIGHT PLATE

PELVIC BONE	
Cat No. SS :- S23.PSTPSS	Cat No. TIT :- S23.PSTPTT
Suitable For	Pelvic Ring, Internal & External Aspect Of The Ilium . Posterior Wall & Anterior Wall Or Wall Fracture
Screw	4.0mm Cancellous Screw
Hole	2 Hole & 20 Hole (Diff. 1 Hole)



PELVIC J PLATE


PELVIC BONE	
Cat No. SS :- S23.PCJPLSS	Cat No. TIT :- S23.PCJPLTT
Suitable For	Sacrum Fracture, Subluxation Fracture Posterior Iliac Fracture, Quadrilateral Surface Fracture
Screw	3.5mm Cortical Screw
Hole	10 Hole To 16 Hole (Diff. 2.0)



PLACA EN OCHO

PELVIC BONE	
Cat No. SS :- S23.EPSS	Cat No. TIT :- S23.EPTT
Suitable For	Foot And Ankle Fracture
Screw	4.0mm Cancellous Screw





PLACAS DE CALCANE

CALCANE	
Cat No. SS :- S23.CPSS	Cat No. TIT :- S23.CPTT
Adecuado para	Fracturas del Calcaneo
Tornillos	Tornillo cortical de 3.5mm
	-
Agujeros	2 a 20 Agujeros



PLACA ONDULADA DE CALCANE

CALCANE	
Cat No. SS :- S23.WPSS	Cat No. TIT :- S23.WPTT
Suitable For	Fractura intraarticular del calcáneo Fractura luxada del calcáneo
Screw	Tornillo de esponjosa de 4.0 mm
	Tornillo de esponjosa canulado 4.0mm
Hole	Pequeña, Mediana y Grande



TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO 3.0MM (SOLIDO)

TORNILLOS BLOQUEADOS	
Cat No. SS :- S23.3.0CLSHDSS	Cat No. TIT :- S23.3.0CLSHDTT
Tamaño	3.0mm
Longitud	10.0mm a 32.0mm (Diff. 2.0mm)



TORNILLO DE BLOQUEO 3.0MM (SOLIDO)

TORNILLOS BLOQUEADOS	
Cat No. SS :-S23.3.COLSHDSS	Cat No. TIT :- S23.3.COLSHDTT
Tamaño	3.0mm
Longitud	12.0mm a 42.0mm (Diff. 2.0mm)



TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM (SOLIDO)

TORNILLOS BLOQUEADOS	
Cat No. SS :-S23.3.5COLSHDSS	Cat No. TIT :-S23.3.5COLSHDTT
Tamaño	3.0mm
Longitud	12.0mm a 42.0mm (Diff. 2.0mm)



TORNILLO DE ESPONJOSA BLOQUEADO 2.7MM (SOLIDO)

TORNILLOS BLOQUEADOS	
Cat No. SS :-S23.2.7CLSHDSS	Cat No. TIT :- S23.2.7CLSHDTT
Tamaño	2.7mm
Longitud	6.0mm To 36.0mm (Diff. 2.0mm)




TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7 MM (SOLIDO)

TORNILLOS BLOQUEADOS	
Cat No. SS :- S23.2.7COLSHDSS	Cat No. TIT :- S23.2.7COLSHDTT
Tamaño	2.7mm
Longitud	6.0mm a 36.0mm (Diff. 2.0mm)



BLOQUE DE MONTAJE

TORNILLOS BLOQUEADOS	
Cat No. SS :- S23.MBSS	Cat No. TIT :- S23.MBT
Tamaño	Se utiliza para adaptar la placa con alambre de cerclaje cuando no se pueden aplicar tornillos
Longitud	3.0mm, 4.0mm, 5.0mm





TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO 6.5MM (CANULADO Y SOLIDO)

TORNILLOS BLOQUEADOS	
Cat No. SS :- S23.6.5CLS16THDSS	Cat No. TIT :- S23.6.5CLS16THDIT
Tamaño	6.5mm
Longitud	20.0mm a 120.0mm (Diff.5.0mm)



TORNILLOS ESPONJOSO BLOQUEADO 5.0MM (SOLIDO)

TORNILLOS BLOQUEADOS	
Cat No. SS :- S23.5CLSHDSS	Cat No. TIT :- S23.5CLSHDIT
Longitud(Hexagonal)	20.0mm a 120.0mm (Diff.2.0mm)
Longitud(Star Drive)	20.0mm a 78.0mm (Diff.2.0mm)
Tamaño	5.0mm



TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO 5.0MM(SOLIDO)

TORNILLOS BLOQUEADOS	
Cat No. SS :- S23.5COLSSDSS	Cat No. TIT :- S23.5COLSDIT
Longitud(Hexagonal)	06.0mm a 120.0mm (Diff.2.0mm)
Longitud(Star Drive)	06.0mm a 100.0mm (Diff.2.0mm)
Tamaño	5.0mm



TORNILLO DE BLOQUEO 4.0MM (SOLIDO)

TORNILLOS BLOQUEADOS	
Cat No. SS :- S23.4COLSHDSS	Cat No. TIT :- S23.4COLSHDIT
Longitud(Hexagonal)	06.0mm a 90.0mm (Diff.2.0mm)
	90.0mm a 120.0mm (Diff.5.0mm)
Longitud(Star Drive)	10.0mm a 60.0mm (Diff.2.0mm) To 100.0mm (Diff.2.0mm)
Tamaño	4.0mm



TORNILLOS ESPONJOSO BLOQUEADO 4.0MM (SOLIDO)

TORNILLOS BLOQUEADOS	
Cat No. SS :- S23.4CLSHDSS	Cat No. TIT :- S23.4CLSHDIT
Longitud(Hexagonal)	06.0mm a 50.0mm (Diff.2.0mm)
	50.0mm a 120.0mm (Diff.5.0mm)
Longitud(Star Drive)	10.0mm a 70.0mm (Diff.2.0mm)
Tamaño	4.0mm



TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO 3.5MM(SOLIDO)

TORNILLOS BLOQUEADOS	
Cat No. SS :- S23.3.5CLSHDSS	Cat No. TIT :- S23.3.5CLSHDIT
Longitud(Hexagonal)	06.0mm a 120.0mm (Diff.2.0mm)
	55.0mm a 75.0mm (Diff.5.0mm)
Longitud(Star Drive)	10.0mm a 60.0mm (Diff.2.0mm)
	60.0mm a 75.0mm (Diff.5.0mm)
Tamaño	3.5mm

ESPACIADOR TORNILLO DE CIERRE

TORNILLOS	
Cat No. SS :- S23.6.5SLSS	Cat No. TIT :- S23.6.5SLSTT
Tamaño	Se utiliza en la diáfisis para evitar el contacto de la placa con la superficie ósea, reduciendo riesgo deterioro riego sanguíneo perióstico.
Longitud	3.0mm, 4.0mm, 5.0mm & 6.5mm
Longitud	Standard




TORNILLO CORTICAL 2.0MM

TORNILLOS	
Cat No. SS :- S23.CS2.0SS	Cat No. TIT :- S23.CS2.0TT
Tamaño	2.0mm
Longitud	6.0mm To 100.0mm (Diff. 2.0mm)




TORNILLO CORTICAL 2.7MM (NO AUTORROSCANTE)(AUTORROSCANTE)

TORNILLOS	
Cat No. SS :-S23.CS2.7NSTSS	Cat No. TIT :- S23.CS2.7NSTTT
Tamaño	2.7mm
Longitud	6.0mm To 100.0mm (Diff. 2.0mm)




TORNILLO CORTICAL 3.5MM (20 TPI) (NO AUTORROSCANTE)(AUTORROSCANTE)

TORNILLOS	
Cat No. SS :- S23.3.5CSNSTSS	Cat No. TIT :- S23.3.5CSNSTTT
Tamaño	3.5mm
Longitud	10.0mm a 60.0mm (Diff. 2.0mm)
	60.0mm a 130.0mm (Diff. 5.0mm)



TORNILLO CORTICAL 4.5MM (NO AUTORROSCANTE) (AUTORROSCANTE)


TORNILLOS	
Cat No. SS :- S23.CS4.5NSTSS	Cat No. TIT :- S23.CS4.5NSTTT
Tamaño	4.5mm
Longitud	6.0mm a 100.0mm (Diff. 2.0mm)



TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM (ROSCA PARCIAL , ROSCA TOTAL)

TORNILLOS	
Cat No. SS :- S23.4CCSHTSS	Cat No. TIT :- S23.4CCSHTTT
Tamaño	4.0mm To 60.0mm (Diff. 2.0mm)
	60.0mm To 120.0mm (Diff. 5.0mm)
Longitud	4.0mm





TORNILLO DE ESPONJOSA 6.5MM (16MM, 32MM, ROSCA PARCIAL/ TOTAL)

TORNILLOS	
Cat No. SS :- S23.6.5CCS16TSS	Cat No. TIT :- S23.6.5CCS16TTT
Tamaño	6.5mm
Longitud	10.0mm a 120.0mm (Diff. 5.0mm)



TORNILLO MALEOLAR 4.5MM

TORNILLOS	
Cat No. SS :- S23.MS4.5SS	Cat No. SS :- S23.MS4.5TT
Tamaño	4.5mm
Longitud	10.0mm To 120.0mm (Diff. 5.0mm)



TORNILLO DE COMPRESION DINAMICA (DHS)

TORNILLOS	
Cat No. SS :- S23.DCSorDHSSS	Cat No. TIT :- S23.DCSorDHSTT
Tamaño	STD.
Longitud	Std




PERNO DE BLOQUEO

TORNILLOS	
Cat No. SS :-S23.LSSS	Cat No. TIT :- S23.LSTT
Longitud(hexagonal)	Fractura intracapsular e intercervical de fémur
Longitud (StarDrive)	25.0mm a 145.0mm (Diff. 5.0mm)
Longitud	12.0mm



TORNILLO ESPONJOSO CANULADO 4.0MM

TORNILLOS	
Cat No. SS :- -	Cat No. TIT :- -
Tamaño	4.0mm
Longitud	4.0mm a 120.0mm



ARANDELAS

TORNILLOS	
Cat No. SS :-S23.WSS	Cat No. TIT :- S23.WTT
Longitud(Hexagonal)	La arandela se utiliza para evitar la penetración de las cabezas de los tornillos a través de la fina corteza.
Tamaño	2.7mm a 12.0mm
Longitud	4.0mm, 5.0mm, 6.5mm, 7.0mm, 8.0mm


TORNILLO DE ESPONJOSA CANULADO DE 5.0MM

TORNILLOS	
Cat No. SS :- S23.5CCSHTSS	Cat No. TIT :- S23.5CCSHTTT
Tamaño	5.0mm
Longitud	10.0mm a 120.0mm (Diff. 5.0mm)



TORNILLO DE ESPONJOSA CANULADO 6.5MM

TORNILLO	
Cat No. SS :- S23.6.5CCS16TSS	Cat No. TIT :- S23.6.5CCS16TTT
Tamaño	6.5mm
Longitud	10.0mm a 120.0mm (Diff. 5.0mm)




TORNILLO DE ESPONJOSA CANULADO 8.0MM

TORNILLO	
Cat No. SS :- S23.8CCS32TSS	Cat No. TIT :- S23.8CCS32TTT
Tamaño	8.0mm
Longitud	40.0mm To 120.0mm (Diff. 5.0mm)



TAPON DE CIERRE PARA CLAVOS INTRAMEDULARES

ACCESORIOS DE BLOQUEO	
Cat No. SS :- S23.ILNCSS	Cat No. TIT :- S23.ILNCTT
Tamaño	Fijacion de clavos intramedulares
Longitud	0.0mm, 5.0m, 10.0mm, 15.0mm, 20.0mm



PERNO DE BLOQUEO - 3.0MM


ACCESORIOS DE BLOQUEO	
Cat No. SS :- S23.LB3SS	Cat No. TIT :- S23.LB3TT
Tamaño	3.0mm
Longitud	10.0mm a 120.0mm (Diff. 2.0mm)



PERNO DE BLOQUEO - 3.7MM

ACCESORIOS DE BLOQUEO	
Cat No. SS :- S23.LB3.7SS	Cat No. TIT :- S23.LB3.7TT
Tamaño	3.7mm
Longitud	10.0mm To 120.0mm (Diff. 2.0mm)





📍 Bogotá, Colombia 📞 315 2408835 - 3112847983

✉️ contacto@biomedicalarbo.com 📷 @biomedicalarbo 📘 BiomedicalArbo

🌐 www.biomedicalarbo.com